

HIGH QUALITY & EXPERT

慧德易电子期刊

H&E Electronic Journal

第六十五期 IKA 旋转蒸发器

——您的优质、安全之选！！



北京慧德易科技有限责任公司

2015-1

IKA 旋转蒸发仪—您的优质、安全之选！！

您在使用旋转蒸发仪的时候，是否经常遇到爆沸和蒸干的问题？样品极性不强，是否会粘壁？是否存在混合溶剂或未知溶剂的蒸馏？您是否希望做到用软件控制来监控仪器？如果答案是肯定的，那么，您应该选择 IKA 旋转蒸发仪，它有以下 8 大优势，会使您的实验更为安全和高效！

IKA 旋转蒸发仪

领先的技术—定量蒸馏

- ◆ 此创新的蒸馏技术唯 IKA 独创；
- ◆ 自动定量蒸馏实现准确的浓缩；
- ◆ 有效避免蒸干，实现无人监控；



IKA 旋转蒸发仪

领先的技术—正反转功能

- ◆ 有效加快样品干燥过程；
- ◆ 防粘壁；
- ◆ 结合干燥功能，效果更佳；



IKA 旋转蒸发仪

智能全自动蒸馏

- ◆ 无需设置蒸馏参数，100%防爆沸；
- ◆ 速度调节真空泵：低噪声，节能；
- ◆ 智能自动调节至最佳真空值；
- ◆ 自动沸点识别功能；
- ◆ 自动监测进出水温差；
- ◆ 更长的使用寿命；



IKA 旋转蒸发仪**功能升级——机多用**

- ◆ 可组合使用，也可单独使用；

**IKA 旋转蒸发仪****功能升级——软件控制**

- ◆ 实现真正的人机分离；
- ◆ 轻松实现梯度程序控制；

**IKA 旋转蒸发仪****完整的配套**

将冷却水管连接到循环冷却器机上，将循环冷却机的流速调节到约 40-50L/h，然后设定冷却水的温度。加热锅温度和冷却水温度之间应保持 40℃温差，启动冷却循环器或打开自来水。



MVP 10真空泵

RV10

RC 2 冷却水循环

IKA 旋转蒸发仪**安全保障**

- ◆ 当断电时，升降台自动弹起，避免样品“暴沸”；
- ◆ 端点定位（防止下降过低）；
- ◆ 加热锅双重安全保护；
- ◆ 真空缓冲装置；
- ◆ 玻璃组件防爆设计；
- ◆ 加热锅带锁定功；
- ◆ 退瓶功能；
- ◆ 平稳启动；



IKA 旋转蒸发仪

多种型号



IKA 旋转蒸发仪

增值服务

- ◆ 现场培训（视频）：产品讲解，使用和维护；
- ◆ 提供和中文说明书和操作界面；
- ◆ 提供参考方法和实验条件；
- ◆ 2+1 年质保，专业服务团队；
- ◆ 样机展示；

IKA 旋转蒸发仪

获奖产品

- ◆ 荣获 2009 iF 产品设计大奖；
- ◆ 独特的高能效锅体设计；
- ◆ 符合人工体学的设计；
- ◆ 三层冷凝管的独特设计；

2015 年慧德易公司荣幸的成为 IKA 的一级代理商，如您有 IKA 产品的需求，慧德易全体人员竭诚为您服务！

服务热线：4008-111-326

公司官网：www.prep-hplc.com

微信公众号：北京慧德易

(prep-hplc)

